

【熱中対策ウォッチ】 体内熱こもり具合(深部体温)モニタリング

スペック

- サイズ: 幅28mm(1番)、長さ119mm(1番)、厚み14.5mm
- 重量: 20g
- 材質: 樹脂
- 防水: IP67
- 電源: 充電式リチウムイオン電池(充電時間: 約2時間)
- 表示: LED表示(赤、黄、青)
- 付属品: 充電ケーブル、取扱説明書

日本製

開発: 株式会社バイオデータバンク

販売: 株式会社バイオデータバンク

お問い合わせ: 03-5561-1111

ウェブサイト: www.biodatabank.co.jp

<参考>

スポーツ現場での直腸温(深部体温)測定

運動時は、直腸温以外の体温(例: わきの下、額、口腔など)は不正確であるため、スポーツ現場では直腸温測定が推奨されています。重症の熱中症(直腸温40℃以上)を早期に発見して効果的に冷却するためにも、できれば全てのスポーツ関係者が直腸温を現場で正しく測定できることが強く推奨されています。

JFAnews2019年6月情報号

LED表示の説明

<p>起動</p> <p>緑ランプが4秒間点灯し、起動音が鳴ります。</p>	<p>アラーム</p> <p>赤ランプが12秒間、アラームとともに点滅します。その後5秒間、その間は10秒に1回点滅します。</p>	<p>正常動作</p> <p>緑ランプが10秒に1回点滅します。</p>
<p>電池切れ</p> <p>電池切れのあと48時間、青ランプが10秒に1回点滅します。電池切れのあと48時間以降は消灯します。</p>	<p>故障時</p> <p>アラーム音の後にLED表示が点滅し続ける場合は、こちらから裏面をご確認ください。</p>	

12



【海上作業(甲板上作業)熱中対策ウォッチ装着事例】